

EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ SIVI 5 LT

- a) Ürün likid kıvamda olmalı, iyi kokulu veya kokusuz olmalı.
- b) Alkalın solusyon, sodyum hidroksit ,ositil dimetilamin oksit,2-fosfon-1,2,4-butanetrikarboksilik asit,sodyum oktil sulfat ı birlikte bulundurmalıdır.
- c) Ultrasonik yıkama makinelerinde yıkama amaçlı ve otomatik yıkama makinelerinde ön yıkama ve yıkama amaçlı kullanılabilmelidir.
- d) Çevreye zarar vermemelidir. Paketleri tekrar dönüştürölüp kullanılabilen HDPE materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Özel bir atık politikasına gerek duymadan şebekeye bırakılabilmelidir.
- e) Aletlere ve yıkama makinelerine zarar vermemelidir. Gerekli testlerden geçirilmiş olmalıdır. Uluslararası standartlarda zararsız olduđu belgelenebilmelidir.
- f) Ürün 5 litrelik doğaya dönüşebilir şişelerde ve kapak kilitli sistemde orijinal yapısında sunulmalıdır. Kapaklar kesinlikle açılmamış olmalıdır.
- g) Ameliyathanelerde kullanılan her türlü materyalle, plastik, çelik ve alüminyum da dahil uyumlu olmalıdır. Uyumlu çalıştığı belgelenebilmelidir.
- h) En sert sularda bile etkinliği koruyabilmeli ve etkili bir temizlik sağlayabilmelidir. Sağlayıcı firma bunu belgeleyebilmelidir. Aletleri paslanmadan koruyucu ve yağlayıcı özelliği olmalıdır.
- i) Ürün orijinal bir katalođu olmalıdır. Kaşeli ve onaylı bir katalog dosyayla birlikte verilmelidir.
- j) Ürün köpürmemelidir. Kan, mukus, yağ gibi artıkları, ortopedi gibi zor çıkan ameliyat artıklarını rahatlıkla temizleyebilmelidir.
- k) Ürün 1-4 ml oranında otomatik sulandırma yapılarak kullanılabilmeli, otomatik yıkama programlarına uygun olmalıdır.
- l) Ürünün Türkçe kullanma talimatları bulunmalı ve ürünlerle birlikte sunulmalıdır.
- m) Ürün endoskoplarla da uyumlu olmalıdır. Bunun klinik çalışması yapılmış olmalıdır.
- n) Konsantre çözeltinin pH'ı yaklaşık 12,7 olmalıdır. %1 lik çözeltinin pH'ı yaklaşık 11,2 olmalıdır.Bazık çözelti olup Yıkama makinesinin pompalarına zarar vermemelidir.
- o) Ürün normal oda koşullarında saklanabilmelidir.
- p) Ürün her tür suda etkili olmalı en sert sularda bile etkinliğini yitirmemelidir.
- q) Ürün tek başına kullanılabilmeli nötralizan gerektirmemelidir.
- r) Ürünün teslimatta en az 1 yıllık miadı olmalı ve son kullanma tarihi üzerinde yazmalıdır.
- s) Numuneler denenerek karar verilecektir.
- t) Alkali ve nötrali birlikte kullanıldığı için ürün uyumluluđu adına aynı markaya ait olması gerekmektedir.

Murat YANIK
Sterilizasyon Sorumlusu

Mesut AKOL

Hemşire

EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU NÖTRALİ SIVI 5 LT

- a) Ürün sitrik asit,oksalik asit içermelidir.
- b) Ürün pH ı yaklaşık 1,2 olmalıdır.
- c) Ürün tek başına kullanılabilmelidir.
- d) Ürün paslanmaz çelik yüzeylerinin pasif tabaka bütünlüğünü korumalı ve yenilemelidir.
- e) Ürün sert su derecesi kalıntılarını,pas ve lekeleri yok etmelidir.
- f) Ürün aletleri,yıkayıcıları ve çevreyi korumalıdır.
- g) Ürün yüksek alkalın deterjan tortusunu nötrlemelidir.
- h) Ürün tek başına da kullanılabilmelidir.
- i) Ürün diğer deterjan ve dezenfektanlarla geçimli olmalıdır.
- j) Ürün fosfat içermemelidir.
- k) Ürün düşük köpürme oranına sahip olmalıdır.
- l) Ürün istenildiğinde 5 lt geri dönüşümlü ambalajlarda teslim edilebilmelidir.
- m) Ürün manuel, ultrasonik ve yıkayıcı dezenfektörlerde kullanılabilmelidir.
- n) Ürün 1-4 ml oranında sulandırma yapılarak kullanılabilmelidir.
- o) Ürün miadı üretim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır ve son kullanma tarihine 3 (üç) ay kalan malzemeler daha uzun miadlıları ile firma tarafından değiştirilecektir.
- p) Numuneler denenerek karar verilecektir.
- q) Alkali ve nötrali birlikte kullanıldığı için ürün uyumluluğu adına aynı markaya ait olması gerekmektedir.

Murat YAMIK
Sterilizasyon Sorumlusu

Mesut AKAL
Hemşire