

VOLUMETRİK İNFÜZYON POMPA Y PORTLU STANDART SET

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Setler steril paketlerde tek parça halinde ve tekli ambalaj içerisinde olmalıdır.
 - Setin damla haznesi en az 10 ml hacminde olmalıdır.
 - Setin seruma giren kısmı keskin,kırılmayacak kadar dayanıklı ve kullanıcı güvenliği açısından seruma giren kısmında yaralanmaları önlemek için koruyucu kapak bulunmalı,
 - Set boyu en az 250 cm olmalı ve hortum kırılıp büküldüğünde eski halini almalı,
 - Set ambalajı üzerinde 'ambalaj açılmış veya hasar görmüş ise kullanmayınız' talimatı olmalıdır.
 - Y enjeksiyon portları kesinlikle toksik madde olan LATEKS içermemeli ve ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
 - Setin hastaya takılan ucu Luer Lock şeklinde olmalı ve ucunda bir kapak bulunmalı,
 - Her ambalaj üzerinde türkçe olarak setin özellikleri,uyarılar,üretici adı,ithalatçı adı,adresi,lot numarası,üretim ve son kullanma tarihleri yazmalıdır.
 - Setlerin üzerinde mutlaka 'zehirsiz' ve 'patojenden arı' olduğu belirtilmelidir.
 - Set haznesi filtreli olmalı,
- Set hem mediflex ambalaj hemde vakumlu cam şişelerde kullanıma uygun olacak şekilde hava yolu kapağı olmalıdır.
- Setler silikonize hortumdan imal edilmelidir.
 - Setlerde istem dışı serbest akışın yaşanmaması için makaralı klemp bulunmalıdır.
 - Setler mutlaka EO (Etilenoksit) sterilizasyon sonrası paketlenmiş olmalı ve bu durum orijinal ambalajda görülebilmelidir.
 - Üretici firmalar numune getirmelidir, değerlendirme numuneye göre yapılacaktır.