


### **3 SATIRLI BUHAR İÇİN DÖKÜMANTASYON ETİKETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1-Buhar sterilizasyonu için kullanılabilir.
- 2-Etiketler 3 satırlı olmalı. Harf,sayı ve tarih basılabilir.
- 3-Sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon no, yük no, batch no ve operator kodu yazılabilir.
- 4-Etiket Sterilizasyona girecek poşet, paketlenme kağıdı bohça vb. Gibi paketlenme malzemelerinin üzerine kolayca yapışabilir, steril olmadan ve olduktan sonra yapışkan özelliğini kaybetmemelidir.
- 5-Etiketler çıkarıldığında paketler üzerinde iz bırakmamalıdır.
- 6-Etiketler kendinden çift yapışkanlı olmalı, paket üzerinden kolayca hasta kartına ve dökümantasyon dosyasına aktarılabilir.
- 7-Etiketler sterilizasyon sonrası deformasyona uğramamalı, leke ve atık bırakmamalıdır.
- 8-Etiketler buhar sterilizatöründe kullanılmaya uygun kimyasal indikatörlü olmalı ve işleme girdiğinde renk değişikliği etikette belirtilmeli, renk değişikliği bariz ve kolay anlaşılır olmalı.
- 9-Etiketler üzerindeki kimyasal indikatör ISO 11140-1:2005-KLAS 1 olmalı ve sertifikası satınalma teklif dosyasında sunulmalıdır.
- 10-Etiket üzerinde lot nosu olmalıdır.
- 11-Etiketlerin kutusu üzerinde lot nosu, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
- 12-Raf ömrü teslim tarihinden itibaren (iki) yıl olmalı, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine 3 ay kala yeni ürün ile değiştirilmelidir.
- 13-Kullanımla ilgili olarak, satıcı firmabunu kullanacak personele eğitim vermelidir.
- 14- Etiketlerle kullanılmak üzere etiketlerle uyumlu **2 adet etiketlenme tabancası** verilmelidir.
- 15-Bir ruloda en az 750 adet çift yapışkanlı etiket bulunmalıdır.
- 16-Paketler üzerinde her ruloda bulunan etiket sayısı yazılmış olmalıdır.
- 17-En az bir ruloluk orjinal pakette numune değerlendirilmesi sonrasında alımına karar verilecektir.
- 18-Ürün üretim ve işçilik hatalarına karşı en az 1 yıl firma garantisindeolmalı, bu süre içerisinde teknik özellikleri uygun olmayan malzeme firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilmeli veya geri alınmalıdır.

Mesut AKEL  
Hemşire



Murat Yanık  
Sterilizasyon Sor.



## BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ KİMYASAL

### Çok Parametrelili 134 °C Buhar İçin Kimyasal İndikatör ŞARTNAMESİ

- Tüm 134 °C ön vakumlu buhar sterilizatörlerinde kullanılabilirdir.
- En az iki parametrelili olmalı, doymuş buhar, sıcaklık ve zaman parametrelerinden en az ikisi hakkında bilgi vermildir,
- İndikatörün üzerinde referans renk bulunmalı ve indikatördeki renk değişimi net olmalıdır.
- Kimyasal indikatörlerin beraberinde renk değişim tablosu bedelsiz temin edilmildir.
- İndikatörlerin mürekkebi işlem sonrası dağılmamalı ve bulaşmamalıdır.
- Sterilizasyon sonunda indikatörde çekme, buruşma, kağıt/filmden ayrılma olmamalıdır.
- Sterilizasyon sonrasında renk değişimi en az 6 ay sabit kalabilmeli, kayıt olarak saklanabilmelidir,
- Paketin üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası olmalıdır.
- Normal oda koşullarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir
- ISO 11140-1 standartlarına göre **Class 5** sınıflarına uygunluğu bulunmalıdır.
- İndikatörün ISO 15882'de belirtilen belirlenmiş değerlere (statedvalue) uygunluğu, TS EN ISO 18472'de tarif edilen resistometre raporları ile doğrulanmalı ve bu raporlar, teklif dosyasında bulunmalıdır.
- Teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl süre ile miadlı olmalıdır.
- Numuneler denenerek karar verilecektir.

Mesut AKEL

Hemşire



Murat YANIK

