

PLASMA AKTİF WORKİNG ELEMENT TEKNİK ÖZELLİĞİ

1. Çalışma elemanı Transüretral rezeksiyon için rezektoskop kılıfları ile birlikte kullanılabilir ve aşağıdaki teknik özelliklere sahip olacaktır.
2. Loopların hareketi yay mekanizması ile sağlanacaktır.
3. Çalışma elemanı, GYRUS cihaz kullanımına uygun olmalıdır.
4. Çalışma elemanı aktif yapıda olmalıdır.
5. 4mm Teleskop ile çalışabilmelidir.
6. Sağlam esnek yaylı yapıda olmalı ele oturmali gevşeme özellikle eklem cıvataları kesinlikle gevşeme yapmamalı
7. Ergonomik prüssüz yapışmayan kaygan titan yapıda olmalıdır
8. Ameliyathanedeki mevcut elamanlarla uygun uyumlu şekilde çalışmalıdır
9. Takılma tutukluk ve benzeri durumlar olmamalıdır
10. Numune görüldükten sonra karar verilecektir.

Akşehi İlçe Devlet Hastanesi
Op.Dr. Sünyan VİLDİRİM
Ürolog
0272 241 1545

Op.Dr. Sünyan VİLDİRİM
Ürolog
0272 241 1545