

DİSPOSABLE, LAPAROSKOPIK MORSELATÖR

Temel İşlevi:	1. Disposable Laparoskopik Morselatör, histerektomi ve miyomektomi gibi jinekolojik prosedürler de dahil olmak üzere, operatif laparoskopide dokunun morsellenmesi ve çıkarılması için kullanıma uygun olmalıdır.
Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Tek kullanımlık Güvenli Laparoskopik Jinekolojik Morselatör, çok kullanımlık adaptör ve doku izolasyon torbasından oluşmalıdır.
Teknik Özellikleri:	<p>3. Morselatör disposable (tek kullanımlık) olmalıdır ve steril ambalajında teslim edilmelidir.</p> <p>4. Morselatör harici bir cihaza ihtiyaç duymadan, sadece güç kaynağıyla çalışabilmelidir.</p> <p>5. Morselatör miyomektomi ve laparoskopik supraservikal histerektomi vakalarında kullanıma uygun olmalıdır.</p> <p>6. En az 1.000 rpm devir gücüne sahip olmalıdır.</p> <p>7. Çapı 15mm, çalışma uzunluğu en az 100 mm olmalıdır.</p> <p>8. Ameliyat sırasında hekimi yormaması için ağırlığı en fazla 400 g olmalıdır.</p> <p>9. Kullanım kolaylığı açısından düz kabızalı ve ergonomik olmalıdır.</p> <p>10. Morselatör, 10-14 mm çapındaki tüm forcepslerle kullanıma uygun olmalıdır.</p> <p>11. Morcelator, "Kapalı" konumda kilitlendiğinde kesme borusunun keskin kenarına karşı koruma görevi gören bir şafta sahip olmalı ve güvenlik klipsi bulunmalıdır.</p> <p>12. Morselatör'ün karın boşluğuna bir kesi yoluyla yerleştirilmesini kolaylaştıran disposable obturatoru olmalıdır.</p> <p>13. Morselatör, gaz kaybını engelleyecek sızdırmazlık sistemine sahip olmalıdır.</p> <p>14. Morselatör, sürekli yüksek kesme performansı sağlaması açısından güç kablosu ve güç kaynağıyla çalışmalıdır.</p> <p>15. Morselatör'ün güç kablosu ameliyata hazırlanma süresini kısaltmak için bütünleşik yapıda olmalı teslim edilen güç kaynağıyla uyumlu olmalıdır. Güç kablosunun cihaz bağlantısı çalışmayı kolaylaştıracak şekilde konumlanmalı ve kabzada olmamalıdır.</p>

AKSEHİR DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Lütfi Kaya PENLİMANLAR DAI
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Tels. No: 183746

AKSEHİR DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Lütfi Kaya PENLİMANLAR DAI
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Tels. No: 183746

DİSPOSABLE, LAPAROSKOPIK MORSELATÖR

16. Morselatör, devamlı operasyon esnasında en az 60 dakika çalışabilmelidir.
17. Steril tek kullanımlık olmalıdır.
18. Her 5 adet Disposable Morselatör için 1 adet çok kullanımlık güç kaynağı ve tamamlayıcı aksesuarları sağlık tesisine kullanım amaçlı bırakılmalıdır.

AKSENER DEVLET HASTANESİ
Dip. Tes. No: 183746

AKSENER DEVLET HASTANESİ
Dip. Tes. No: 183746
Dip. Tes. No: 183746