

EKG KAĞIDI RULO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Satın alınacak EKG kağıdı, BİOCARE marka ECG-6010 model EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
2. EKG kağıdı rulo şeklinde olmalıdır.
3. Kağıt üzerinde milimetrik kareler olmalıdır.
4. EKG kağıdı 110 mm eninde ve 30 metre uzunluğunda olmalıdır.
5. Kardiyografa yerleştirilebilir olmalıdır.
6. Kağıtlar termal olmalı ve üzerine grafikler net belirgin bir şekilde çıkmalıdır.
7. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
8. Yüklenici firma; kullanıma uygun olmayan, hatalı ve bozuk olduğu tespit edilen EKG kağıtlarını ücretsiz olarak 15 (onbeş) iş günü içerisinde yenileri ile değiştirilecektir.
9. EKG kağıdı UBB\ÜTS koduna sahip olmalıdır.

ÇELTİK ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ
RAMAZAN GÜLE İLİZE DEVLET HASTANESİ
Dr. **KARIM AKSOY**
Başhekim

Çeltik Şehit Jandarma Uzman Çavuş
Ramazan Güle İlçe Devlet Hastanesi
Dr. **Uğur ÖNER**
Dip. Tes. No 290494

Nagihan KIRBAŞ
AABT.
[Signature]