

Tıbbi Lazer Filtresi (Blast Shield) Teknik Şartnamesi

1. Teklif edilecek ürün Quanta System marka Litho model holmium YAG Lazer cihazda kullanılmak üzere dizayn edilmiş; cihazla birebir uyumlu olmalı ve arızaya yol açmamalıdır.
2. Blast shield cihaz içindeki focus lensi korumak amacıyla imal edilmiş olmalı ve üzerinde tek yönlü geçirgen lens bulunmalıdır.
3. Blast shield cihaza uyumlu olarak uygun çap ve boydaki vidalar ile cihaza sabitlenmelidir.
4. Blast shield üst kısmında blast shieldin yerine düzgün şekilde takıldığının cihaz mikroişlemci uyarı sistemi tarafından tespit edilebilmesi için vida çıkıntısı bulunmalıdır.
5. Blast shield yerinde olmadığı veya düzgün takılmadığında cihaz tarafından uyarı vermelidir.
6. Teklif edilen blast shield ile cihaz uyumsuzluğu kaynaklı arıza meydana gelir ise arızanın giderilmesinden teklif veren firma sorumlu olacaktır. Bu durumun kabulüne ilişkin istekli firmalar taahhütname düzenleyecek ve idareye telsim edeceklerdir. Taahhüt veremeyen isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. İstekli firmalar, numune göndermeyi taahhüt etmelidirler. Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır.



Akşehir İnce Devlet Hastanesi
Op.Dr. Bayram YILDIRIM
Gözetim No: 106433
