

**FETAL MEMBRAN PROTEİN TEŞHİS TEST KİTİ (HAMİLELİĞE ÖZEL PROTEİN TEST KİTİ) TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

- 1 .Test Amniyon Sıvısı içinde bulunan PAMG-L (Plasental Alfa Mikroglobün-L) Proteinini tespit etmelidir.
- 2 .Test Kadın Doğum Bölümünde Erken Membran Rüptürlü (EMR) tanısında kullanılmalıdır.
- 3 .Test tek tek steril ambalajın içerisinde SWAB + STRİP + TEST TÜPÜ şeklinde olmalıdır.
- 4 .Test tüpünde 3 adet Monoklonal Antikor bulunmalı ve bu antikorlarda bulunan PAMG-L proteinine yapışma , sabitleme ve çizgiyi oluşturma görevini gerçekleştirmelidir.
- 5 .Testin ÖZGÜLLÜĞÜ %100 ve DUYARLILIĞI en az %98,9 olduğu prospektüsünde belirtilmelidir.
- 6 .Teklifle birlikte Türkçe Prospektüs bulunmalıdır.
- 7 .Test en az 5 mg / ml numunede PAMG-L proteinini teşhis edebilmelidir. Şüphede kalınan gözle görülmeyecek miktarda dahi çalışabilmelidir.
- 8 .Test en fazla 5 dakikada sonuç verebilmelidir.
- 9 .Test hamileliğin 15. haftasından itibaren gebeliğin sonuna kadar kullanılabilir.
- 10 .Test direk vajinadan yapılmalı , spekuluma ihtiyaç duyulmamalıdır.
- 11 .Test sonuçları ÜRE ,KAN , VAJİNAL , ENFEKSİYON VE SEMENDEN etkilenmemelidir.
- 12 .T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve ürünlerde SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR ibaresi olmalıdır.
- 13 .Paket üzerinde **üretim tarihi , son kullanma tarihi (son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl) olmalıdır.**

Akşehir İlçe Devlet Hastası
Fatma KARAKUŞ
EBB / Doç. Yard. Sorumlusu
Sicil No: 51529

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Mehmet KURNAZ
Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı
Diy. T. S. No: 227661